



扫描快速下载智能设备

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器

蒸煮包装溶残问题 (2025.6.6)

客户名称	批号	产品名称	产品结构	复合用胶水	溶残	完成日期	反馈结果
	DY250333	内部打样	PET12/AL7/PA15/RCP60	汉达HD-AL8588胶水蒸煮膜试验	3.6	2505.4.8	蒸煮试样合格
营养树生物科技	2505050	益盾液体10ml共膜 单列机怡永丰	PET12/AL7/PA15/RCP60	3通汉达8588胶水复合。(中试)	2.3	2025.05.23	等业务反馈使用情况
营养树生物科技	DY250348	γ-氨基丁酸L-赖氨酸特膳饮内膜(双列机) 2503(蒸煮试验膜)	PET12/AL7/PA15/RCP60	(欧美9350胶水蒸煮膜试验) LA2707+9350+9350。	2.61	2025.04.7	客户蒸煮合格(七丹、营养树)
营养树生物科技	2505193	高钙蛋黄多肽特膳饮内膜双列机	PET12/AL7/PA15/RCP60	LA2707+9350+9350。(中试)	3.16	2025.06.3	等业务反馈使用情况
云南七丹药业	DY250421	七丹 鲜三七原浆植物饮品20ml液体包复合膜	PET12/AL7/PA15/RCP60	(2707+2707+9350)蒸煮试样正常。	5.6	2025.05.28	
营养树生物科技	DY250506	(营养树) 空白液体包膜73mm	PA15/RCP65 (9350复合)	9350复合	25KG	2025.05.26	回复合格
营养树生物科技	DY250507	(营养树) 空白液体包膜146mm	PA15/RCP65	2707复合	100KG	2025.05.26	回复合格
康琪壹佰生物	DY250517	(康琪壹佰) 空白膜73mm	PET12/AL7/PA15/RCP60	2707复合	300米	2025.06.3	

四层高阻透透气袋

复合2元. 8844 2通8844. 1通无添加剂.

试1 = 7 胶水吃.(1.5ml/卷)