

字体: fontsize 445c
字体: 960x0
字体: 1915c
外用品

备注
尺寸: 195*50mm
材料: 自粘凝胶
工艺: 覆膜印刷
颜色: 蓝色、红色、白色、透明
文字信息: 湖南 2021.06.04
丁 玲 李 南 玲

尊敬的客户:这是双方沟通后最终确定的稿件, 请仔细核对该稿件的文字、图案、尺寸、色彩及排列效果, 确认无误后请签字, 签字后的稿件即做为我方制版的唯一依据。如依据此签字稿件制作的产品仍有错误, 我方将不承担相关连带带责任。

15.00 mm
增加字高 195.0



倍安
BEI'AN GENE
INNOVATIVE TECHNOLOGY APPROACH

抗HPV生物凝胶敷料
ANTI-HPV BIOACTIVE DRESSING

型号规格: 39g/支

【使用说明】采用横注的给药方式, 每晚睡前, 将凝胶敷料轻轻插入阴道深处, 利用助推杆将凝胶推入, 每次一支, 连续15天为一个疗程。
【储存】避光、置阴凉处保存
【使用期限】3年
【医疗器械注册证编号】湘械注准20202180752
【产品技术要求编号】湘械注准20202180752
【生产许可证编号】湘食药监械生产许20160012号
其他内容详见说明书

2 切勿再次使用
Do not use again

包装破损禁止使用
Packing damage banned

净含量调整国标
专灰

倍安
BEI'AN GENE
INNOVATIVE TECHNOLOGY APPROACH

抗HPV 生物凝胶敷料
ANTI-HPV BIOACTIVE DRESSING

用于治疗宫颈病变HPV病毒 第二类医疗器械 | 使用前请详阅说明书 | 在医生指导下购买和使用

湘械注准20202180752 外用

专红

把边处
断开2mm

丁玲. 2021.6.7

易理记
左边下方增加一个

增加字高
PT 445C
确认OK, 但如可
修改, 右边不封边, 做开
也。

开位留此边。

增加字高
PT 445C

 TOPSACHANG 丁玲李南玲	确认样	产品名称: 倍理安	成品尺寸 195*50mm	4色4支	覆样 次数	制作日期	设计人	条码/比例	以上色标仅供参考, 不作印刷色相依据!	
									联系电话: 15173255300	
PT 445C 专红	PT 915C 白									
透明										
KI 2021.06.04										
岳嵩										
请仔细核对尺寸、文字、颜色及排布!										
尊敬的客户: 这是双方沟通后最终确定的稿件, 请仔细核对该稿件的文字、图案、尺寸、色彩及排列效果, 确认无误后请签字, 签字后的稿件即做为我方制版的唯一依据。如依据此签字稿件制作的产品仍有错误, 我方将不承担相关连带带责任。										
100%										

背

50.0

正